


Моноклональное Антитело К Человеческому Cd300A Для Проточной Цитометрии — Q9Ugn4

Артикул: CM0011847



введение

Конъюгированное с красителем кроличье моноклональное антитело к человеческому рецептору CD300a (CLM-8, IRp60, IGSF12) — ингибиторному рецептору на NK-клетках, Т-клетках и тучных клетках. Идеально подходит для исследований методом проточной цитометрии (ПЦ).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к человеческому CD300a
Примечания/Альтернативные названия	IRC1; IRC2; CLM-8; IRp60; IGSF12; CMRF35H; CMRF-35H; CMRF35-H; CMRF35H9; CMRF35-H9; IRC1/IRC2; CMRF-35-H9
Вид реактивности	Человек
ID гена (человек)	11314
ID гена	11314
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 18-178 человеческого CD300a (NP_009192.2)
Источник получения	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9UGN4
Молекулярная масса белка	33 кДа/20 кДа/12 кДа/16,5 кДа
Доставка	С ледяным аккумулятором