

Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd300F/Irem-1 Для Проточной Цитометрии - Q8Tdq1

Артикул: CM0004341



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого CD300F/IREM-1, валидированное для проточной цитометрии. Распознает ингибирующий рецептор, молекулу 1, подобную CMRF35, участвующую в иммунном гомеостазе и эффероцитозе. Идеально подходит для иммунологических исследований.

[Узнать больше](#)

Свойство	Значение
Название продукта	Rabbit anti-Human CD300F/IREM-1 mAb
Примечания/Псевдонимы	CD300LF; CD300f; CLM-1; CLM1; IREM-1; IREM1; IgSF13; LMIR3; NKIR; CMRF35-like molecule 1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	146722
ID гена	146722
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-156 человеческого CD300F/IREM-1 (NP_620587.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q8TDQ1
Молекулярный вес белка	18kDa/21kDa/26kDa/32kDa
Доставка	Сумка со льдом