

Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd303/Bdca-2 Для Проточной Цитометрии - Q8Wtt0

Артикул: CM0012483



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого CD303/BDCA-2 для проточной цитометрии. Специфически обнаруживает С-тип лектинового домена семейства 4 член С (BDCA-2), маркер плазмоцитоидных дендритных клеток. Оптимально для образцов человека.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb против человеческого CD303/BDCA-2
Примечания/Псевдоним	DLEC; HECL; BDCA2; CD303; BDCA-2; CLECSF7; CLECSF11; PRO34150
Вид	Человек
Идентификатор гена	170482 (Человек)
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 45-213 человеческого CD303/BDCA-2 (NP_569708.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q8WTT0
Молекулярный вес белка	21kDa/25kDa
Доставка	Ледяной пакет