

Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd31/Ресam1 Для Проточной Цитометрии - P16284

Артикул: CM0004335



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий CD31/PECAM1, валидировано для проточной цитометрии. Идеально подходит для изучения трансэндотелиальной миграции лейкоцитов, адгезии эндотелиальных клеток и воспалительных реакций.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело Кролика против Человеческого CD31/PECAM1
Примечания/Альтернативные названия	CD31; PECA1; GPIIA'; PECAM-1; endoCAM; CD31/EndoCAM
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5175
GeneID	5175
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 28-601 человеческого CD31 (NP_000433.4)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P16284
Молекулярная масса белка	83 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом