


Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd32 Для Проточной Цитометрии - P12318

Артикул: CM0012611



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий CD32 (FCGR2A). Подходит для обнаружения методом проточной цитометрии низкоаффинного Fc-рецептора IgG на моноцитах, нейтрофилах и тромбоцитах. Распознаёт внеклеточный домен.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличье античеловеческое МАб против CD32
Примечания/синонимы	CD32; FCG2; FcGR; CD32A; CDw32; FCGR2; IGFR2; FCGR2A1; FcgammaRIIa
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	2212
Идентификатор гена	2212
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 36-218 человеческого CD32 (NP_001129691.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P12318
Молекулярная масса белка	35 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом