


Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd337/Nkp30 Для If/Icc, Fc - O14931

Артикул: CM0008516



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого CD337/NKp30 (NCR3), валидированное для применения в IF/ICC и внутриклеточном FC. Распознает рецептор, запускающий естественную цитотоксичность, экспрессируемый на NK-клетках и участвующий в противоопухолевом иммунитете.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело против человеческого CD337/NKp30, моноклональное
Примечания/Альтернативные названия	NCR3; 1C7; CD337; LY117; MALS; NKp30; рецептор, запускающий естественную цитотоксичность 3
Вид	Человек
ID гена	259197
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 19-135 человеческого CD337/NKp30 (NP_667341.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	IF/ICC, внутриклеточный FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O14931
Молекулярная масса белка	16kDa/17kDa/18kDa/19kDa/20kDa/21kDa
Доставка	В пакете со льдом