

Моноклональное Антитело К Человеческому Cd34 () Для If/Icc И Fc - P28906

Артикул: CM0010253

введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого CD34, непосредственно конъюгированное с . Подходит для иммунофлуоресценции и проточной цитометрии. Идеально для исследований гемопоэтических клеток-предшественников и маркеров сосудистого эндотелия.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличье анти-Человеческое CD34 mAb
Примечания/Альтернативные названия	CD34; молекула CD34; GIG3; MORT1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	947
GeneID	947
Иммуноген	Рекомбинантный белок, рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 170-290 человеческого CD34 (NP_001020280.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	IF/ICC, FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P28906
Молекулярная масса белка	35 кДа/41 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом