

Моноклональные Антитела Против Человеческого Cd34 (Pe/Cyanine7) Для Проточной Цитометрии - P28906

Артикул: CM0004908

введение

Конъюгированные с PE/Cyanine7 кроличьи моноклональные антитела против человеческого CD34, валидированные для проточной цитометрии. Нацелены на антиген гемопоэтических клеток-предшественников, мембранный гликопротеин массой 41 кДа, участвующий в клеточной адгезии и гоминге стволовых клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи мАб против человеческого CD34 (PE/Cyanine7)
Примечания/Псевдоним	CD34; молекула CD34; GIG3
Вид	Человек
ID гена	947
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 170-290 человеческого CD34 (NP_001020280.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P28906
Молекулярный вес белка	41кДа
Доставка	Сумка со льдом