

Моноклональное Антитело К Cd352/Slamf6 Человека Для Проточной Цитометрии - Q96Du3

Артикул: CM0004756



введение

Кроличье моноклональное антитело, конъюгированное с , направленное против CD352/SLAMF6 человека (член 6 семейства SLAM). Валидировано для проточной цитометрии, что позволяет обнаруживать NTB-A на NK-, Т- и В-клетках для исследований иммунного ответа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к CD352/SLAMF6 человека
Примечания/Синонимы	SLAMF6; CD352; KALI; KALib; Ly108; NTB-A; NTBA; SF2000; член 6 семейства SLAM
Вид	Человек
GeneID	114836 (Человек)
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 24-215 CD352/SLAMF6 человека (NP_001171643.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q96DU3
Молекулярная масса белка	24 кДа/37 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом