


Моноклональное Антитело К Человеческому Cd355/Crtam Для Проточной Цитометрии — O95727

Артикул: CM0010651



введение

Моноклональное кроличье антитело к человеческому CD355/CRTAM для проточной цитометрии. CD355/CRTAM опосредует гетерофильную клеточную адгезию, регулируя активацию Т- и NK-клеток, цитотоксичность и удержание клеток в тканях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кроличье против человеческого CD355/CRTAM
Примечания/псевдонимы	CD355
Вид	Человек
GeneID (человек)	56253
GeneID	56253
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 18-287 человеческого CD355/CRTAM (NP_062550.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O95727
Молекулярная масса белка	22 кДа/44 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом