


Моноклональное Антитело Anti-Human Cd38 Для Fc — P28907

Артикул: CM0009500



введение

Моноклональное антитело Rabbit anti-Human CD38 для проточной цитометрии (FC), валидированное для образцов человека. Идеально подходит для исследования ADP-рибозилциклазы/гидролазы циклической ADP-рибозы 1 (CD38) в научных целях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело Rabbit anti-Human CD38
Примечания/синонимы	ADPRC1; cADPR1; ADPRC 1
Вид	Человек
GeneID (человек)	952
GeneID	952
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 43-300 человеческого CD38 (P28907).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P28907
Молекулярная масса белка	13 кДа/34 кДа
Условия транспортировки	Охлаждающий пакет