

Моноклональное Антитело Против Cd39/Entpd1 Человека Для Проточной Цитометрии — P49961

Артикул: CM0005088

введение

Кроличье моноклональное антитело, конъюгированное с , предназначенное для проточно-цитометрического детектирования человеческого CD39/ENTPD1 — мембранной эктонуклеотидазы, регулирующей нуклеотидный сигналинг и экспрессированной на активированных лимфоцитах и эндотелиальных тканях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело anti-CD39/ENTPD1 человека, мкА
Примечания/алиасы	CD39; SPG64; ATPDase; NTPDase-1
Вид реагирования	Человек
ID гена (человек)	953
ID гена	953
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 255–442 фрагмента человеческого CD39/ENTPD1 (NP_001767.3).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P49961
Молекулярная масса белка	58 кДа
Доставка	Хладоэлемент