

Поликлональное Антитело Против Человеческого Cd45Ra Для If-P — P08575

Артикул: CM0021684



введение

Поликлональное кроличье антитело, нацеленное на человеческий CD45RA (PTPRC), валидированное для иммунофлуоресценции парафиновых срезов (IF-P). Подходит для типирования иммунных клеток и исследований активации Т-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к человеческому CD45RA
Примечания/синонимы	PTPRC; B220; CD45; CD45R; GP180; L-CA; LCA; LY5; T200; рецепторная тирозин-протеиновая фосфатаза C; человеческий CD45RA
Вид	Человек
GeneID (человек)	5788
GeneID	5788
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 10-110 человеческого CD45RA (P08575-8).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IF-P
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P08575
Молекулярная масса белка	130 кДа/147 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом