


Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd5 Для Проточной Цитометрии — P06127

Артикул: CM0011052



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого CD5, валидированное для проточной цитометрии. Направлено на гликопротеин поверхности Т-клеток CD5 (T1/Leu-1) — негативный регулятор сигнализации TCR, участвующий в формировании иммунной толерантности. Подходит для работы с образцами человеческого происхождения.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье МАТ против человеческого CD5
Примечания/Альтернативные названия	T1; LEU1
Вид мишени	Человек
ID гена (человек)	921
ID гена	921
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотным остаткам 25–371 человеческого CD5 (NP_055022.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P06127
Молекулярная масса белка	55кДа
Доставка	Сумка-холодильник с холодом