


Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому Cd55 (Daf) () Для Проточной Цитометрии - P08174

Артикул: CM0005275



введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческому CD55, конъюгированное с . Валидировано для проточной цитометрии на человеческих образцах. Нацелено на фактор, ускоряющий распад комплемента (DAF), ключевой регулятор активации комплемента. Подходит для исследований в иммунологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело к человеческому CD55 (mAb)
Примечания/Альтернативные названия	CR; TC; DAF; CROM; CHAPLE
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1604
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 35-353 человеческого CD55 (NP_000565.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P08174
Молекулярная масса белка	39кДа/41кДа/48кДа/56кДа/59кДа
Условия доставки	В сумке со льдом