

Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd56 Для Проточной Цитометрии — P13591

Артикул: CM0009001



введение

Мышиное моноклональное антитело против человеческого CD56 (NCAM1), валидированное для проточной цитометрии. Подходит для исследований в области нейронауки и вирусных инфекций, включая адгезию нейронов и изучение рецепторов вирусов бешенства и Зика.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	: мышиное МАТ против человеческого CD56
Примечания/синонимы	CD56; NCAM; MSK39
Вид	Человек
GeneID (человек)	4684
GeneID	4684
Иммуноген	Рекомбинантный белок человеческого CD56
Источник	Мышь
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P13591
Молекулярная масса белка	40 кДа/73 кДа/80 кДа/83 кДа/93 кДа/95 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом