


Моноклональное Антитело Анти-Человеческий Cd59 Для Проточной Цитометрии (Fc) - P13987

Артикул: CM0010682



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело к человеческому CD59 — ингибитору комплекса атаке мембраны комплемента, связанному GPI-якорем. Валидировано для проточной цитометрии. Подходит для изучения регуляции комплемента.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличье антитело anti-Human CD59 mAb
Примечания/алиасы	1F5; EJ16; EJ30; EL32; G344; MIN1; MIN2; MIN3; M1RL; HRF20; MAC1F; MEM43; MIC11; MSK21; 16.3A5; HRF-20; MAC-IP; p18-20
Вид	Человек
GeneID (человек)	966
GeneID	966
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 26-101 человеческого CD59 (NP_000602.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P13987
Молекулярная масса белка	14 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с аккумулятором холода