


Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd59 Для Проточной Цитометрии — P13987

Артикул: CM0010695



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против человеческого CD59 для проточной цитометрии. Нацелено на CD59 (протектин, ингибирующий MAC белок) — ключевой регулятор системы комплемента — для применения в иммунологических исследованиях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличье античеловеческое мАб против CD59
Примечания/синонимы	1F5; EJ16; EJ30; EL32; G344; MIN1; MIN2; MIN3; M1RL; HRF20; MACIF; MEM43; MIC11; MSK21; 16.3A5; HRF-20; MAC-IP; p18-20
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	966
Идентификатор гена	966
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26–101 человеческого CD59 (NP_000602.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P13987
Молекулярная масса белка	14 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом