


Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd62L/L-Selectin Для Проточной Цитометрии - P14151

Артикул: CM0010844



введение

Кроличье моноклональное антитело, конъюгированное с , против человеческого CD62L/L-селектина. Валидировано для проточной цитометрии. Разработано для изучения адгезии лейкоцитов, хоминга лимфоцитов и воспаления. - P14151.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против человеческого CD62L/L-Selectin
Примечания/Псевдонимы	SELL; CD62L; LAM1; LECAM1; LEU8; LNHR; LSEL; LYAM1; PLNHR; TQ1; L-селектин
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6402
GeneID	6402
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 39-332 человеческого CD62L/L-Selectin (NP_000646.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P14151
Молекулярный вес белка	42кДа/43кДа
Доставка	Сумка-холодильник