


Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd66В Для Проточной Цитометрии — P31997

Артикул: CM0008282



введение

Моноклональное кроличье антитело против человеческого CD66b, конъюгированное с , предназначенное для проточной цитометрии. Нацелено на CEACAM8 — молекулу адгезии нейтрофилов. Реагирует с человеческим антигеном. Молекулярная масса 38 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличье антитело против человеческого CD66b, МкА
Примечания/Альтернативные названия	CD67; CGM6; CD66b; NCA-95
Вид антигена	Человек
ID гена (человек)	1088
ID гена	1088
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 35-319 человеческого CD66b (NP_001807.2)
Источник получения	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ФС (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P31997
Молекулярная масса белка	38 кДа
Доставка	Ледяной пакет