

Моноклональные Антитела Anti-Human Cd68 (Percp) Для Проточной Цитометрии (Внутриклеточное Окрашивание) - P34810

Артикул: CM0012804

введение

Кроличьи моноклональные антитела, конъюгированные с PerCP, против человеческого CD68 (макросиалин, gp110). Подходят для внутриклеточного обнаружения методом проточной цитометрии лизосомального/эндосомального мембранного белка массой 37 кДа в макрофагах и опухолевых клетках.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PerCP Rabbit anti-Human CD68 mAb
Примечания/Псевдонимы	GP110; LAMP4; SCARD1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	968
GeneID	968
Иммуноген	Рекомбинантный белок (Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-319 человеческого CD68 (NP_001242.2))
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (внутриклеточное)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P34810
Молекулярный вес белка	37 кДа
Доставка	С ледяным пакетом