

Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd7 (Биотин) Для Проточной Цитометрии — P09564

Артикул: CM0011518

введение

Биотинилированное кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого CD7, валидированное для проточной цитометрии (FC). Распознает трансмембранный гликопротеин с молекулярной массой 25 кДа на Т-клетках и NK-клетках. Подходит для исследований иммунофенотипирования и активации Т-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Биотин кроличье анти-человеческое моноклональное антитело к CD7
Примечания/Альтернативные названия	GP40; TP41; Tr40; LEU-9
Вид	Человек
ID гена (человек)	924
ID гена	924
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 26–180 человеческого CD7 (NP_006128.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P09564
Молекулярная масса белка	25 кДа
Доставка	Хладоэлемент