

Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd7 Для Проточной Цитометрии - P09564

Артикул: CM0011151

введение

Кроличье моноклональное антитело (конъюгат), направленное против человеческого CD7, для проточной цитометрии. Подходит для идентификации Т-клеток и NK-клеток и функциональных исследований. - P09564

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье анти-человеческое моноклональное антитело к CD7
Примечания/Альтернативные названия	GP40; TP41; Tr40; LEU-9
Вид	Человек
GeneID	924
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26-180 человеческого CD7 (NP_006128.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P09564
Молекулярная масса белка	25кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом