

Моноклональное Антитело Anti-Human Cd7 Для Проточной Цитометрии (Fc) — P09564

Артикул: CM0012754

введение

— кроличье античеловеческое моноклональное антитело CD7 для проточной цитометрии, валидированное для исследований Т-клеток и NK-клеток человека. Моноклональное кроличье антитело против внеклеточного домена, UniProt P09564.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	— кроличье античеловеческое моноклональное антитело CD7
Примечания/алиасы	GP40, TP41, Tr40, LEU-9
Вид	Человек
GeneID (человек)	924
GeneID	924
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26–180 человеческого CD7 (NP_006128.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P09564
Молекулярная масса белка	25 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом