


Моноклональное Антитело К Человеческому Cd70 (Cd27L) Для Проточной Цитометрии — P32970

Артикул: CM0008162



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий CD70 (CD27L, TNFSF7), валидированное для проточной цитометрии. Подходит для исследования взаимодействия иммунных клеток и пути CD27/CD70.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело к человеческому CD70, мкА
Синонимы	CD27L; LPFS3; CD27-L; CD27LG; TNFSF7; TNLG8A
Вид реактивности	Человек
Идентификатор гена	970
Иммуноген	Рекомбинантный сливаемый белок, содержащий последовательность аминокислот 39-193 человеческого CD70 (P32970)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
Swiss-Prot	P32970
Молекулярная масса белка	21 кДа
Доставка	Айс-пак