

Моноклональное Антитело Anti-Human Cd72 () Для Проточной Цитометрии - P21854

Артикул: CM0012059

введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против человеческого CD72, конъюгированное с и специально валидированное для применения в проточной цитометрии. Нацелено на антиген дифференцировки В-клеток CD72, корецептор, регулирующий передачу сигналов через В-клеточный рецептор и иммунный гомеостаз.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличье античеловеческое мАб к CD72
Примечания/синонимы	CD72; CD72b; LYB2; молекула CD72
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	971
Идентификатор гена	971
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный гибридный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 117-359 человеческого CD72(NP_001773.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P21854
Молекулярная масса белка	40 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом