

Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd79A Для Проточной Цитометрии (Внутриклеточное Окрашивание) - P11912

Артикул: CM0008356



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий CD79a. Подходит для внутриклеточной проточной цитометрии для детекции альфа-цепи комплекса В-клеточного рецептора в человеческих образцах.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело против человеческого CD79a, мкА
Примечания/Альтернативные названия	CD79A; IGA; MB-1; молекула CD79a
Вид реагирования	Человек
ID гена (человек)	973
ID гена	973
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 165-225 человеческого CD79a (NP_001774.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (внутриклеточно)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P11912
Молекулярная масса белка	20 кДа/25 кДа
Доставка	С ледяным пакетом