

Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd79A Для Внутриклеточной Проточной Цитометрии - P11912

Артикул: CM0004529



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого CD79a, конъюгированное с красителем для внутриклеточной проточной цитометрии. Направлено на альфа-цепь белка, ассоциированного с В-клеточным антигенным рецептором (MB-1, Ig-альфа). Валидировано на образцах человека. UniProt P11912.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличье антитело против человеческого CD79a, клональное
Примечания/Алиасы	IGA; MB1; MB-1; IGApha
Вид реакции	Человек
ID гена (человек)	973
ID гена	973
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 165-225 человеческого CD79a (NP_001774.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (внутриклеточное)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P11912
Молекулярная масса белка	25 кДа
Доставка	С пакетом охлаждающим