

Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd82 Для Проточной Цитометрии — P27701

Артикул: CM0012359



введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческому CD82 (KAI1/TSPAN27), конъюгированное для проточной цитометрии. Валидировано для ПЦ, подходит для исследований метастазирования и тетраспанинов. Реактивность: человек.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело к человеческому CD82, моноклональное
Примечания/Синонимы	R2; 4F9; C33; IA4; ST6; GR15; KAI1; SAR2; TSPAN27
Вид	Человек
ID гена (человек)	3732
ID гена	3732
Иммуноген	Рекомбинантный белок; рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-267 человеческого CD82 (NP_002222.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P27701
Молекулярная масса белка	27 кДа/30 кДа
Доставка	С ледяным пакетом