

Моноклональное Антитело Anti-Human Cd8B () Для Проточной Цитометрии - P10966

Артикул: CM0009381

введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого CD8b, конъюгированное с , валидированное для проточной цитометрии. Идеально подходит для изучения Т-клеточного иммунитета, микроокружения опухоли и профилирования CD8+ клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Rabbit anti-Human CD8b mAb
Примечания/Псевдонимы	LY3; P37; LEU2; LYT3; Ly-3; CD8B1; CD8beta
Вид	Человек
GeneID (Человек)	926
Иммуноген	Рекомбинантный белок/Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-170 человеческого CD8b (NP_004922.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P10966
Молекулярный вес белка	24kDa
Доставка	Ледяной пакет