


Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd9 () Для Проточной Цитометрии - P21926

Артикул: CM0004194



введение

Конъюгированное с красителем кроличье моноклональное антитело к человеческому белку CD9, подходит для проточной цитометрии. Направлено на тетраспанин CD9, который участвует в клеточной адгезии, активации тромбоцитов и слиянии сперматозоида и яйцеклетки. Идеально подходит для иммунологических и онкологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к человеческому CD9
Примечания/Синонимы	MIC3, MRP-1, BTCC-1, DRAP-27, TSPAN29, TSPAN-29
Вид реактивности	Человек
ИД гена	928
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 1-228 человеческого CD9 (NP_001760.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P21926
Молекулярная масса белка	25 кДа
Доставка	С пакетом с охлаждающим агентом