

Анти-Cd90/Thy1 Человека, Кроличье Моноклональное Антитело Для Проточной Цитометрии — P04216

Артикул: CM0008652

введение

Кроличье моноклональное антитело против CD90/Thy1 человека, конъюгированное с , для проточной цитометрии. Рекомбинантный иммуноген (а. к. 20–130). Валидировано для образцов человека. UniProt P04216.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	, кроличье анти-CD90/Thy1 человека mAb
Примечания/синонимы	CD90; CDw90
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	7070
Идентификатор гена	7070
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P04216
Молекулярная масса белка	18 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом