

Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd94 Для Проточной Цитометрии - Q13241

Артикул: CM0011756



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против человеческого CD94 (KLRD1) для проточной цитометрии. Обнаруживает человеческий CD94, рецептор NK-клеток, участвующий в иммунном надзоре и толерантности. Подходит для исследований в области иммуноонкологии и инфекционных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Rabbit anti-Human CD94 mAb
Примечания/Псевдоним	KLRD1; CD94; антиген естественных киллерных клеток CD94
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3824
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 32-179 человеческого CD94 (NP_002253.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q13241
Молекулярный вес белка	17kDa/20kDa
Доставка	Сумка со льдом