

Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd94 Для Проточной Цитометрии - Q13241

Артикул: CM0010854



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого CD94 () для проточной цитометрии (FC). Обнаруживает человеческий CD94 — рецептор натуральных киллеров с молекулярной массой 21 кДа, критически важный для иммунной толерантности и опухолевого надзора. Идеально подходит для иммунологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против человеческого CD94
Примечания/Альяс	CD94
Вид реактивности	Человек
GeneID (человек)	3824
GeneID	3824
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 32–179 человеческого CD94 (NP_002253.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q13241
Молекулярная масса белка	21 кДа
Условия доставки	С ледяным аккумулятором