

Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd96/Tactile Для Проточной Цитометрии - P40200

Артикул: CM0005492



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против человеческого CD96/TACTILE, валидированное для проточной цитометрии. Идеально подходит для изучения адгезии иммунных клеток, активации Т-клеток и NK-клеток при воспалении. - P40200

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против человеческого CD96/TACTILE
Примечания/Псевдоним	TACTILE
Вид	Человек
ID гена (Человек)	10225
ID гена	10225
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 25-519 человеческого CD96/TACTILE (NP_937839.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P40200
Молекулярный вес белка	65кДа
Доставка	Сумка со льдом