

Моноклональное Антитело Anti-Human Cd98 () Для Проточной Цитометрии — P08195

Артикул: CM0012135



введение

Конъюгированное с ABflo® 594 кроличье моноклональное антитело против CD98 человека (SLC3A2), верифицированное для проточной цитометрии. Подходит для иммунологических исследований и исследований рака, позволяя профилировать экспрессию тяжёлой цепи транспортера аминокислот.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличье античеловеческое моноклональное антитело против CD98
Примечания/алиасы	4F2; CD98; MDU1; 4F2HC; 4T2HC; NACAE; CD98HC
Вид	Человек
GeneID (человек)	6520
GeneID	6520
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 206-630 CD98 человека (NP_002385.3).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P08195
Молекулярная масса белка	57 кДа/61 кДа/67 кДа/68 кДа/71 кДа
Доставка	Хладагент в пакете со льдом