

Моноклональное Антитело Anti-Human Cd98 () Для Проточной Цитометрии — P08195

Артикул: CM0009329



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело анти-CD98 человека, валидированное для проточной цитометрии. Распознаёт тяжёлую цепь SLC3A2, участвующую в транспорте аминокислот, передаче сигналов интегринов и проникновении вирусов. Только для исследовательского использования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличье анти-CD98 человека mAb
Примечания/синонимы	4F2; CD98; MDU1; 4F2HC; 4T2HC; NACAE; CD98HC
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	6520
Иммуноген	Рекомбинантный белок; рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 206-630 человеческого CD98 (NP_002385.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P08195
Молекулярная масса белка	57 кДа/61 кДа/67 кДа/68 кДа/71 кДа
Условия транспортировки	Хладоэлемент