


Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd99 () Для Иф/Ицц, Пц - P14209

Артикул: CM0008577



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого CD99, конъюгированное с . Подходит для иммунофлуоресценции и проточной цитометрии. Валидировано для образцов человека. Идеально подходит для исследований адгезии Т-клеток и экстравазации лейкоцитов. SWISS: P14209.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb против человеческого CD99
Примечания/Псевдонимы	MIC2; HBA71; MIC2X; MIC2Y; MSK5X
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4267
GeneID	4267
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический пептид, соответствующий последовательности внутри аминокислот 24-123 человеческого CD99 (NP_002405.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ИФ/ИЦЦ, ПЦ
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P14209
Молекулярный вес белка	19кДа
Доставка	Сумка со льдом