

Моноклональное Антитело Против Человеческого Cdcp1 Для Проточной Цитометрии — Q9H5V8

Артикул: CM0011370

введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий CDCP1 (CD318, TRASK, SIMA135), валидированное для проточной цитометрии. Используется в исследованиях клеточной адгезии, метастазирования рака и стволовых клеток лейкоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье античеловеческое mAb CDCP1
Примечания/синонимы	CD318; TRASK; SIMA135
Вид	Человек
GeneID	64866
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 30–666 человеческого CDCP1 (NP_073753.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q9H5V8
Молекулярная масса белка	37 кДа/72 кДа/92 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом