


Моноклональное Антитело Против Человеческого Ceacam6 (Конъюгат) Для Проточной Цитометрии - P40199

Артикул: CM0004046



введение

Кроличье моноклональное антитело, конъюгированное с , нацеленное на человеческий CEACAM6 (CD66c). Валидировано для проточной цитометрии. Идеально для исследований в области биологии опухолей, адгезии нейтрофилов и миграции клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против человеческого CEACAM6
Примечания/Альтернативные названия	NCA; CEAL; CD66c
Вид	Человек
GeneID	4680
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 35-320 человеческого CEACAM6 (NP_002474.4)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P40199
Молекулярная масса белка	37 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом