

Моноклональное Антитело Против Человеческого Clec12A/Cd371 Для Проточной Цитометрии - Q5Qgz9-2

Артикул: CM0010303

введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого CLEC12A/CD371 (CLL-1, MICL). Валидировано для проточной цитометрии, реагирует с образцами человеческого происхождения. Подходит для иммунофенотипирования миелоидных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело к человеческому CLEC12A/CD371, мкА
Примечания/Синонимы	CLL1; MICL; CD371; CLL-1; DCAL-2
Вид реагирования	Человек
ID гена	160364
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 65-265 человеческого CLEC12A/CD371 (NP_612210.4)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q5QGZ9-2
Молекулярная масса белка	31 кДа
Доставка	С холодоэлементом