

Моноклональное Антитело Anti-Human Cytokeratin 18 Для Внутриклеточной Проточной Цитометрии - P05783

Артикул: CM0004157

введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого цитокератина 18 (K18/СК-18/СУК18), для внутриклеточной проточной цитометрии. Обнаруживает человеческий K18 (48 кДа) в эпителиальных клетках; подходит для исследований в области онкологии и разработки диагностических тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Rabbit anti-Human Cytokeratin 18 mAb
Примечания/Псевдоним	K18; СК-18; СУК18
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3875
ID гена	3875
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 241-430 человеческого цитокератина 18 (NP_000215.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (внутриклет.)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P05783
Молекулярная масса белка	48 кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент