


Моноклональное Антитело Abflo 594 Против Человеческого Цитокератина 19 (Krt19) Для Внутриклеточной Проточной Цитометрии - P08727

Артикул: CM0008954



введение

Конъюгированное с ABflo 594 кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий цитокератин 19 (СК-19, KRT19). Предназначено для внутриклеточной проточной цитометрии, реагирует с образцами человека. Детектирует СК-19 в костамерах и промежуточных филаментах. Молекулярная масса белка 44 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело Кролика против человеческого цитокератина 19 (KRT19)
Примечания/Альтернативные названия	K19; CK19; K1CS
Вид	Человек
Gene ID (Человек)	3880
Gene ID	3880
Иммуноген	Синтетический пептид - синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 301-400 человеческого цитокератина 19 (NP_002267.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (внутриклеточная)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P08727
Молекулярная масса белка	44 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом