


Моноклональное Антитело Против Человеческого Dc-Signr/Cd299 Для Проточной Цитометрии - Q9H2X3

Артикул: CM0010371



введение

Кроличье моноклональное антитело, конъюгированное с , нацеленное на человеческий DC-SIGNR/CD299 (CLEC4M), валидировано для проточной цитометрии. Идеально для изучения иммунного надзора, проникновения вирусов и взаимодействий рецепторов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против человеческого DC-SIGNR/CD299
Примечания/Альтернативные названия	CD299; LSIGN; CD209L; L-SIGN; DCSIGNR; HP10347; DC-SIGN2; DC-SIGNR
Вид	Человек
GeneID	10332
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 71-399 человеческого DC-SIGNR/CD299 (NP_055072.3).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS-PROT	Q9H2X3
Молекулярная масса белка	24 кДа - 45 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом