

Моноклональное Антитело Против Dll4 Человека () Для Проточной Цитометрии — Q9Nr61

Артикул: CM0004065



введение

Конъюгированное с красителем кроличье моноклональное антитело к человеческому DLL4 (белок Delta-подобный 4).
Валидировано для детектирования методом проточной цитометрии лиганда Notch, участвующего в ангиогенезе и нейрогенезе. Экспрессируется в сосудистом эндотелии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье анти-человеческое моноклональное антитело к DLL4
Примечания/псевдонимы	AOS6; delta4; hdelta2; Delta-подобный белок 4
Вид	Человек
ID гена (человек)	54567
ID гена	54567
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 27-524 человеческого DLL4 (NP_061947.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9NR61
Молекулярная масса белка	75 кДа
Доставка	Холодостойкий пакет