


Моноклональное Антитело Против Человеческого E-Cadherin/Cd324 Для Проточной Цитометрии - P12830

Артикул: CM0011849



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого E-Cadherin/CD324, валидированное для проточной цитометрии. Подходит для исследований клеточной адгезии, биологии эпителия и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАб против человеческого E-Cadherin/CD324
Примечания/Псевдонимы	UVO; CDHE; ECAD; LCAM; Arc-1; BCD51; CD324
Вид	Человек
GeneID (человек)	999
GeneID	999
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 155-707 человеческого E-Cadherin/CD324 (NP_004351.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P12830
Молекулярный вес белка	90 кДа/97 кДа
Доставка	С ледяным пакетом