

Кроличья Моноклональная Антитела Против Человеческого Eg-Vegf/Pk1 Для Wb, If-P, Ифа — P58294

Артикул: CM0003389

введение

Высококачественная кроличья моноклональная антитела, нацеленная на человеческий EG-VEGF/PK1 (PROK1). Валидирована для Вестерн-блоттинга, иммуофлуоресценции на парафиновых срезах и ИФА; перекрестно реагирует с белками мыши и крысы. Идеально подходит для исследований ангиогенеза и репродуктивной биологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья моноклональная антитела к человеческому EG-VEGF/PK1
Примечания/синонимы	PK1; PRK1; EGVEGF; PROK1
Вид	Человек
ID гена (человек)	84432
ID гена	84432
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-105 человеческого PROK1 (P58294)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P58294
Молекулярная масса белка	12 кДа
Доставка	С ледяными пакетами