

Моноклональное Антитело Против Человеческого Fap Для Fc — Q12884

Артикул: CM0011741



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против человеческого FAP, валидированное для проточной цитометрии. FAP — сериновая протеаза, участвующая в ремоделировании внеклеточного матрикса и прогрессировании опухолей. Идеально подходит для исследований рака и фиброза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличье античеловеческое моноклональное антитело к FAP
Примечания/синонимы	FAP; DPPIV; FAPA; FAPalpha; SIMP; пролилэндопептидаза FAP
Вид	Человек
GeneID (человек)	2191
GeneID	2191
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q12884
Молекулярная масса белка	27 кДа/87 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом