

Античеловеческое Fatp1 () Кроличье Моноклональное Антитело Для Проточной Цитометрии - Q6Pcb7

Артикул: CM0004338

введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, нацеленное на белок-переносчик длинноцепочечных жирных кислот человека 1 (FATP1/SLC27A1), подходит для внутриклеточной проточной цитометрии (FC). Позволяет проводить исследования импорта жирных кислот, липидного метаболизма и связанных путей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье анти-человеческое FATP1 mAb
Примечания/Альтернативные названия	FATP; FATP1; ACSVL5; FATP-1
Вид	Человек
GeneID (человек)	376497
GeneID	376497
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 510-646 человеческого FATP1 (NP_940982.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (внутриклеточный)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q6PCB7
Молекулярная масса белка	52кДа/71кДа
Условия доставки	Ледяная упаковка