


Моноклональное Антитело Против Fcεr1A Человека () Для Проточной Цитометрии — P12319

Артикул: CM0005632



введение

Кроличье моноклональное антитело против FcεR1α человека, конъюгированное с красителем , валидированное для проточноцитометрического детектирования высокоаффинного рецептора IgE (FcεR1α) на эозинофилах, тучных клетках и базофилах в исследованиях аллергии и воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье МАТ против FcεR1α человека
Примечания/Синонимы	FCE1A, FcERI, FCERIA
Вид реагирования	Человек
ID гена (Человек)	2205
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 26–205 FcεR1α человека (NP_001992.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P12319
Молекулярная масса белка	30 кДа
Условия транспортировки	Ледяной пакет